

Порядок сбора мазков из ЛОР-органов для лабораторного исследования

- Материал из зева для исследования берется утром до чистки зубов, или не ранее чем через 2 часа после последнего приема пищи.
- В течение суток перед исследованием рекомендовано не применять местные антисептики и лекарственные препараты.
- Исследования проводят до начала антибактериальной терапии или спустя 12-14 дней после окончания приема лекарств.
- Контроль излеченности – не ранее чем через 2-3 недели после окончания лечения.

Общее время хранения и транспортировки при температуре +2...+8 °С не более 24 часов с момента взятия биоматериала.

При транспортировке не размещать пробы рядом с холодоэлементом!